

■輸液・造影剤の入り数の目安 ※各メーカーにより輸液・造影剤の容器形状が異なりますので各機種種の枠図などを参照して下さい。

内 容	~200ml バッグ・ボトル	~500ml バッグ・ボトル	500ml バッグ・ボトル	1000ml バッグ・ボトル	2000ml バッグ・ボトル	4000ml バッグ・ボトル	CTシリンジ 長さ 200mm	その他
HH108RA-V48P	80<	80≦	48(増 80)	48	16(増 24)	—	48	
HH108RA-V24P	40<	40≦	24(増 40)	24	8(増 12)	—	24	
HH108RA-C24P	36<	36≦	36	24	24	12	120(B棚板使)	
HH108RA-C12P	18<	18≦	18	12	12	6	60(B棚板使)	
HH108RA-B20P	20<	20≦	20	12	—	—	40	
HH108RA-B15P	15<	15≦	15	9	—	—	30	
HH108RA-Y10P	20<	20≦	10(増 20)	6(増 8)	—	—	—	
HH108RA-Y5P	10<	10≦	5(増 10)	3(増 6)	—	—	—	
HH108RA-S24P	24<	—	—	—	—	—	—	
HH108RA-S12P	12<	—	—	—	—	—	—	
HH108RA-G15P	(段数を減らし可)	—	—	—	—	—	15	
HH108RA-F2P	2<	2	—	—	—	—	—	

■輸液・造影剤の入り数の目安にした各容器の寸法図

